

ora-white-smile

Produktbeschreibung / Angebot



Effizientes und wirtschaftliches In-office-Bleaching mit **ora-white-smile** und **ora-dam**

Das neuartige Gel ist speziell für die Applikation mit dem Laser entwickelt und zeigt optimal auf die Wellenlänge des Laserlichts abgestimmtes Absorptionsverhalten.

Der Ablauf ist hier bildhaft beschrieben. Die Bestrahlung des applizierten Gels mit dem Laser erfolgt **20 Sekunden** je Zahn bei **1 Watt** im **CW-Modus**. Anschließend das Gel etwa **10 Minuten** einwirken lassen.

Bitte ziehen Sie vor der Behandlung die Gebrauchsanweisung zu Rate.



Bestellen Sie per Fax an **0049 7531 2840310**

Als kostengünstiges Set:

	Einzelpreis	Anzahl
ora-white-smile Set (Art.-Nr. 66000005) 2 Spritzen ora-white-smile á 5 ml, inklusive 6 Mischer 1 Spritze ora-dam, 3 ml, inklusive 8 Pastenkanülen 1 Gebrauchsanweisung	89,90 €	_____

oder einzelne Komponenten des Sets:

ora-white-smile Laser Bleichgel (Art.-Nr. 66000003) 1 Spritze, 5 ml, inklusive 3 Mischer enthält 35% Wasserstoffperoxid, Kaliumnitrat, Natriumfluorid und Glycole.	37,45 €	_____
ora-dam Lichthärtender Gingivaschutz (Art.-Nr. 66000002) 1 Spritze, 3 ml, inklusive 8 Pastenkanülen	17,90 €	_____

ORALIA medical GmbH
Schneckenburgstraße 11
78467 Konstanz
Germany

Tel.: 0049 7531 284030

Hiermit bestelle ich verbindlich. Die Preise verstehen sich zzgl. Versand und gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Datum, Unterschrift, Stempel